



aks-L4

Das Standard Pflegebett



aks-L4

- hohe Variabilität durch viergeteilte Liegefläche in Metallgitter oder Holzfederleisten
- Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar
- Rollen einzeln feststellbar
- beidseitig integrierte Seitengitter
- einfacher Auf- und Abbau durch eine Person
- Handbedienung mit Großtasten und integrierter Sperrfunktion
- inklusive Aufrichter und Haltegriff
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe
- Höhe der Liegefläche von 40-80 cm vom Boden stufenlos einstellbar
- Patientengewicht bis 150 kg und sichere Arbeitslast bis 185 kg

Optionen und Zubehör

- Seitengittererhöhung u. a. für den Einsatz von Großzellenmatratzen
- Seitengitterpolsterung
- Bett- und Matratzenverlängerung zur Versorgung größerer Patienten
- Aufstehhilfe
- Infusionshalter
- Fußtieflagerung (FTL)
- verpackte Lieferung auf Palette

HMV-Nummern

- aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 19.40.01.3247
- aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 19.40.01.3245

Pflege-HMV-Nummern

- aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 50.45.01.1284
- aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 50.45.01.1282

Bestellnummern

- aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter
- ohne FTL - 3544110
- mit FTL - 3544114
- aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten
- ohne FTL - 3544111
- mit FTL - 3544115