

Technische Daten Pflegebetten

Pflegebetten und Hebeprüfergerahmen/Einlegerahmen

	aks-L4/aks-L5	aks-D4 90/ aks-D4 100	aks-D4 low entry	aks-S4	aks-B4 compact
Liegefläche (B x L in cm)	90 x 200	90 x 200/ 100 x 200	90 x 200	90 x 200	85 x 186 für Matratzengrößen 90/100 x 190/200
Abmaß in cm	105 x 219	104 x 215/ 114 x 215	109 x 215	108 x 206	85 x 186
Höhenverstellung in cm, ohne Matratze	40 bis 80	40 bis 80	22 bis 62	40 bis 90	ca. 30 bis 80
sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg	185 kg	170 kg	185 kg
max. Patientengewicht	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg	150 kg
Einzelgewichte	≤ 20 kg	≤ 20 kg	< 20 kg	≤ 33,5 kg (Scherenhub)	≤ 31 kg (Scherenhub)
Anwendungsteil	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B
Schutzart SMPS-Gehäuse	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6
Schutzart Motoren	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
konstruiert nach	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52

HMV-/Pflege-HMV- und Bestellnummern

	HMV/Pflege-HMV	Bestellnr.	HMV/Pflege-HMV	Bestellnr.
Standardpflegebett	aks-L4		aks-L5	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	19.40.01.3245 50.45.01.1282	3544111	19.40.01.3260 50.45.01.1298	3544141
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL		3544115		3544145
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	19.40.01.3247 50.45.01.1284	3544110	19.40.01.3262 50.45.01.1300	3544140
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL		3544114		3544144

Bettverlängerung 20 cm (Set) mit 4 Seitengitterholmen
110 mm und Liegenflächenverlängerung

mit Metallgitter

39244

39244

mit Holzfederleisten

39245

39245

Seitengittererhöhung 1 Paar für Holzseitengitter mit 90, 100
und 110 mm hohen Holmen, passend für aks-L4, -L5, -S4, -D4

39273

39273

Seitengitterpolsterung, einseitig

77551

77551

Transport- und Lagerhilfe für aks-L4/L5

39483

39483

Infusionshalter

39292

39292

Aufstehhilfe kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry

39898

39898

	HMV/Pflege-HMV	Bestellnr.
Standardpflegebett	aks-D4 90	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554111
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554115
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	19.40.01.3045 50.45.01.1084	3554110
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554114

Standardpflegebett mit Knieknick	aks-D4 90	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554141
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554145
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554140
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554144

Optionen/Zubehör		
Aufrichter mit Haltegriff	19.40.02.2015 50.45.02.2015	77020
aks-Infusionshalter		39292
Seitengittererhöhung, 1 Paar Holzseitengitter		39273
Seitengitterpolsterung, einseitig		77551
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-D4		39897
Transport- und Lagerhilfe für aks-D4		39693

	HMV/Pflege-HMV	BestellNr.
Niedrigeinstiegsbett	aks-D4 low entry	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL		3554103
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL		3554101
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL		3554102
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL		3554100
Bettverlängerung um 20 cm, inkl. 4 Seitengitterholme 100 mm mit Metallgitter		39197
mit Holzfederleisten		39198
Seitengittererhöhung, siehe aks-L4/L5		39273
Seitengitterpolsterung, einseitig		77551
Transport- und Lagerhilfe für aks-D4 low entry		39647
FTL-Nachrüstset (Handbedienung) für aks-L4/L5, aks-D4/-D4 low entry		39470

	HMV/Pflege-HMV	BestellNr.
Pflegebett für Einrichtungen	aks-S4	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz	19.40.01.3128 50.45.01.1141	3524019
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz	19.40.01.3128 50.45.01.1141	3524030
Bettverlängerung mit 4 Seitengitterholmen und Liegenflächenverlängerung (20 cm, im Set, Metallgitter)		39275
(20 cm, im Set, Holzfederleisten)		39291
Seitengittererhöhung, 1 Paar Holzseitengitter		39273
Seitengitterpolsterung, einseitig		77551

	HMV/Pflege-HMV	BestellNr.
Hebepflegerahmen/Einlegerahmen	aks-B4 compact	
Höhe u. Kopfteil elektrisch, Fußteil mit Knieknick elektrisch verstellbar, 4-geteilte Liegefläche mit Holzfederleisten	19.40.03.5001 50.45.03.5001	3534112
Seitengitter mit Halterung (1 Stück) ab Seriennummer 2901307, Höhe ab Liegefläche 356 mm		39239
erhöhtes Seitengitter mit Halterung (1 Stück) ab Seriennummer 2901307		39278
Liegeflächenverbreiterungsset auf 100 cm		39010
Erhöhungsset 14 cm		79939
Montagehilfe für aks-B4 compact		39039
Einsteckfüße-Set		39652
Transport- und Lagerhilfe für aks-B4 compact		39277

	HMV/Pflege-HMV	BestellNr.
Optionen/Zubehör		
Aufrichter mit Haltegriff	19.40.02.2015 50.45.03.0021	77020
Infusionshalter		39292
Standardmatratze RG 35 mit Baumwollbezug 90 x 200 x 12 cm (nicht abgebildet)		77050
Verlängerungsstück Matratze 90 x 20 x 12 cm		77070
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry		39898
Aufstehhilfe lichtgrau für aks-SB L-XXL		39899

L, XL und XXL Pflegebetten und Einlegerahmen finden Sie auf Seite 121.